

膠囊式濾心 Capsules



B 1/4" NPTM



D 1/2" NPTM



H 3/8" hose barb



N 1-1/2" sanitary fitting

PES膠囊濾心(CCS)

- 可過濾純水、高純度化學及藥品、化妝品及組織培養基
- 可移除細菌或是微粒子
- 不建議用於氣體過濾

【應用範圍】適用於於生物化學和介質吸附領域的樣品過濾，如食品業、化工業、電子業、醫藥和化妝品、生物技術

PP聚丙烯膠囊濾心(CCP)

- 高純度水過濾
- 可做為PES or PTFE過濾膜的預過濾
- 優異的耐化學性，可做化學製成過濾
- 不建議用於氣體過濾

【應用範圍】食品業、化工業、電子業、醫藥和化妝品、生物技術

PTFE膠囊濾心-疏水性(CCF) 及親水性(CCFH)

- 可做連續預過濾或最後段過濾
- 不建議用於氣體過濾

【應用範圍】研究、開發和製造，應用領域如食品業、化工業、電子業

玻璃纖維膠囊濾心(CCG)

- 適用於大部分液體(強酸除外)
- 可做為PES or PTFE過濾膜的預過濾
- 不建議用於氣體過濾

【應用範圍】海水過濾、水產養殖

濾殼 Cartridge Housing



- 提供三種不同材質的濾殼：
不鏽鋼、聚丙烯(PP)、壓克力(Acrylic)