

## pH酸鹼試紙 pH Test Papers

### pH酸鹼試紙<書型> pH Test Paper-Booklets



- 酸鹼測試
- 尺寸：7mm(寬)x70mm(長)/張
- 包裝入數：20張/冊，10冊/盒

產品	編號	pH測量範圍	
CR	Cresol red	07010010	0.4 ~ 2.0, 7.2 ~ 8.8
TB	Thymol blue	07010020	1.4 ~ 3.0, 8.0 ~ 9.6
BPB	Bromophenol blue	07010030	2.8 ~ 4.4
PB	Phenol blue	07010090	3.2 ~ 5.6
PP	Phenol purple	07010130	3.4 ~ 6.4
BCG	Bromocresol green	07010040	4.0 ~ 5.6
CPR	Chlorophenol red	07010100	5.0 ~ 6.6
MR	Methyl red	07010050	5.4 ~ 7.0
BCP	Bromocresol purple	07010140	5.6 ~ 7.2
BTB	Bromothymol blue	07010060	6.2 ~ 7.8
PR	Phenol red	07010150	0.0 ~ 1.6, 6.6 ~ 8.2
AZY	Alizarin yellow	07010070	10.0 ~ 12.0
ALB	Alkali blue	07010080	11.0 ~ 13.6
UNIV	Universal	07010120	1.0 ~ 11.0
No.20	MR & BTB	07010110	5.0 ~ 8.0

### pH酸鹼試紙<捲型> pH Test Paper-Rolls



- 酸鹼測試 · 尺寸：見下表 · 包裝入數：1捲/盒

產品	編號	pH測量範圍	尺寸(mm)	
UNIV	Universal (Spare Roll)	07011030	1 ~ 11	9mm x 6m
		07011050		
WR	Whole Range	07011040	0 ~ 14	9mm x 5.5m
BCG	Bromocresol Green	07011010	4.0 ~ 5.6	9mm x 6m
BTB	Bromothymol blue	07011020	6.2 ~ 7.8	9mm x 6m

## 石蕊試紙 Litmus Paper-Booklets



- 酸鹼測試 · 尺寸：見下表 · 包裝入數：20張/冊，10冊/盒

產品	編號	尺寸(mm)	包裝入數
Litmus Paper (Red)	07020020	7 x 70	20 leaves/booklet, 10 booklets / box
Litmus Paper (Blue)	07020010	7 x 70	20 leaves/booklet, 10 booklets / box

## 其他試紙 Other Test Papers

我們有多款其它種類試紙，歡迎來電洽詢



測油老化試紙



pH試紙



殘氯試紙



沃度澱粉KI試紙



離子試紙

- 測油老化試紙 AV-CHECK Test Papers
- 水份試紙 Cobalt Chloride Papers
- 沃度澱粉KI試紙 Potassium Iodide Starch Papers
- 離子試紙 Ion Test Papers
- 薑黃試紙 Curcumin Papers
- 殘氯試紙 Chlorine Test Papers
- 剛果紅石蕊試紙 Congo Red Papers