

## Filtration Media & Filtration Systems

信頼と実績の濾過技術が  
超精密化する業界ニーズをかたちにしていきます





## PHCBI

from Panasonic

### 樣本安全儲存


- 多種系列可供選擇：
  - ▶ 終極樣品保護-雙冷卻系統 (MDF-DU702VXC)
  - ▶ 優異耗能節約-變頻壓縮機+環保冷媒 (MDF-DU502VH)
- 有效樣品儲存-VIP高效隔熱
- 環保節能-ECO智慧運轉

## BRADY

### 冷凍標籤管理

#### 熱轉印抗凍標籤

- 可直接黏貼於冷凍、潮濕或乾燥表面
- 實驗室使用如液態氮儲存 (-196°C)、超低溫冷凍儲存、低溫冷凍保存，及高溫水浴處理(121°C)
- 多種尺寸可供冷凍管、載玻片、96孔盤、細管(例如麥管)、培養皿、儲存盒，及一般標示用途使用



## Yamato 日本科儀理化

提供科學儀器、測試研究設備、分析測量、檢查檢驗設備、醫療設備等  
 主要產品：烘箱、濃縮機、凍乾機、攪拌機、震盪器、Pipette洗淨器等



## biocision 樣品冷鏈管理



樣品直接放在冰上



- 雜亂無章易造成混淆



CoolRack®

管架模塊放在冰上



- 快速與冰達成熱平衡
- 均溫性一致
- 不會與冰直接接觸



Ice-free CoolBox™ XT  
工作平台



- 重複利用的冷卻芯
- 低溫狀態長達16小時
- 無須冰、插電或電池

## pH酸鹼試紙 pH Test Papers

### pH酸鹼試紙<書型> pH Test Paper-Booklets



- 酸鹼測試
- 尺寸：7mm(寬)x70mm(長)/張
- 包裝入數：20張/冊，10冊/盒

產品		編號	pH測量範圍
CR	Cresol red	07010010	0.4 ~ 2.0, 7.2 ~ 8.8
TB	Thymol blue	07010020	1.4 ~ 3.0, 8.0 ~ 9.6
BPB	Bromophenol blue	07010030	2.8 ~ 4.4
PB	Phenol blue	07010090	3.2 ~ 5.6
PP	Phenol purple	07010130	3.4 ~ 6.4
BCG	Bromocresol green	07010040	4.0 ~ 5.6
CPR	Chlorophenol red	07010100	5.0 ~ 6.6
MR	Methyl red	07010050	5.4 ~ 7.0
BCP	Bromocresol purple	07010140	5.6 ~ 7.2
BTB	Bromothymol blue	07010060	6.2 ~ 7.8
PR	Phenol red	07010150	0.0 ~ 1.6, 6.6 ~ 8.2
AZY	Alizarin yellow	07010070	10.0 ~ 12.0
ALB	Alkali blue	07010080	11.0 ~ 13.6
UNIV	Universal	07010120	1.0 ~ 11.0
No.20	MR & BTB	07010110	5.0 ~ 8.0

### pH酸鹼試紙<捲型> pH Test Paper-Rolls



- 酸鹼測試
- 尺寸：見下表
- 包裝入數：1捲/盒

產品		編號	pH測量範圍	尺寸(mm)
UNIV	Universal (Spare Roll)	07011030	1 ~ 11	9mm x 6m
		07011050		
WR	Whole Range	07011040	0 ~ 14	9mm x 5.5m
BCG	Bromocresol Green	07011010	4.0 ~ 5.6	9mm x 6m
BTB	Bromothymol blue	07011020	6.2 ~ 7.8	9mm x 6m

## 石蕊試紙 Litmus Paper-Booklets



- 酸鹼測試
- 尺寸：見下表
- 包裝入數：20張/冊，10冊/盒

產品	編號	尺寸(mm)	包裝入數
Litmus Paper (Red)	07020020	7 x 70	20 leaves/booklet, 10 booklets / box
Litmus Paper (Blue)	07020010	7 x 70	20 leaves/booklet, 10 booklets / box

## 其他試紙 Other Test Papers

我們有多款其它種類試紙，歡迎來電洽詢



測油老化試紙



pH試紙



殘氯試紙



沃度澱粉KI試紙



離子試紙

- 測油老化試紙 AV-CHECK Test Papers
- 水份試紙 Cobalt Chloride Papers
- 沃度澱粉KI試紙 Potassium Iodide Starch Papers
- 離子試紙 Ion Test Papers
- 薑黃試紙 Curcumin Papers
- 殘氯試紙 Chlorine Test Papers
- 剛果紅石蕊試紙 Congo Red Papers

## 定性濾紙 Qualitative Filter Papers



· 定性分析，過濾結晶沈澱物

編號	No. 1	No. 2	No. 231	No. 232	No. 131	No. 235	No. 101	※No. 4A
直徑尺寸(mm)	55,70,90,110,125,150,185,240,285,300,330,360,400,500,600,600x600							
包裝	100張/盒							

※No.4A為硬質濾紙

## 定量濾紙 Quantitative Filter Papers



· 重量分析，影響環境物質監測

編號	No. 3	No. 5A	No. 5B	No. 5C	No. 6	No. 7
直徑尺寸(mm)	55,70,90,110,125,150,185,240,285,300,330,360,400,500,600					
包裝	100張/盒					

## 色層用分析濾紙 Chromatography Papers



· 色層分析，電泳及墨點分析

尺寸(mm)/編號	No. 50	No. 51A	No. 51B	No. 514A	No. 526	No. 590
20x400	100張/盒					
200x200	50張/盒					
600x600						

## 圓筒濾紙 Extraction Thimbles



· 高純度無縫筒狀濾紙，應用壓油、殺蟲劑、污染物分析、空氣粉塵採樣

編號	外直徑(mm) x 高(mm)	包裝
No. 84	20x90, 22x90, 25x90, 28x100, 30x100, 33x120, 35x120, 40x150, 45x150, 53x150, 60x200, 75x210	25支/盒
No. 86R		
No. 88R	20x90, 22x90, 28x100, 30x100, 33x120, 35x120, 40x150, 45x150, 53x150, 60x200, 75x210	10支/盒
No. 88RH	25x90	
No. 89		
No. 88R		
No. 89S		

## 玻璃纖維濾紙 Glass Fiber Filters



· 預過濾用，以延長濾膜使用時間  
· 水空氣污染分析  
· 耐熱溫度：500℃  
· 液體淨化

編號	DP-70	GA-55	GA-100	GA-200	GB-100R	GB-140	GC-50	GC-90	GD-120	GF-75	GS-25
包裝	50張/盒	100張/盒	100張/盒	50張/盒	100張/盒	100張/盒	100張/盒	100張/盒	50張/盒	100張/盒	100張/盒
直徑尺寸(mm)	21, 24, 25, 26, 37, 45, 47, 55, 70, 90, 110, 125, 150										

※另有方型濾紙300x300mm，包裝：10張/盒

## 矽纖維濾紙 Quartz Fiber Filters



· 高溫(>1000℃) 酸氣取樣、空氣污染分析

編號	包裝	直徑尺寸(mm)
QR-100	100張/盒	21, 24, 26, 37, 45, 47, 55, 70, 90, 110, 125, 150
QR-200	50張/盒	

● 另有 No.545 新生兒採血濾紙 PKU Filter Papers, 350mmx540mm, 包裝：500張/盒



· 根據不同厚度、張力、皺摺等提供6種濾紙

類別 應用	高純度濾紙			一般濾紙 STANDARD				液態強度濾紙 HIGH WET STRENGTH					精密濾紙		皺摺濾紙 CREPED			黏稠液濾紙 HIGH VISCOSITY										
	No. 5A	No. 5B	No. 5C	No. 1	No. 2	No. 131	No. 26/26-3 ※	No. 27	No. 28/28-3 ※	No. 327	No. 408	No. 412	No. 424/424-3	No. 431	No. 434	No. 436	No. 1640	No. 1650	No. 101	No. 102	No. 107	No. 126/126-3 ※	No. 63	No. 63F	No. 63G	No. 60	No. 65	No. 462
<b>發酵製品 FERMENTED PRODUCTS</b>																												
清酒 Sake		●	●		●	●	●	●	●														●					
水果酒 Fruit Liquors			●					●	●																			
威士忌, 白蘭地 Whiskey, Brandy								●	●																			
醬油 Soy Sauce											●	●		●						●								
<b>食品及飲料 FOOD &amp; BEVERAGE</b>																												
飲料用糖漿 Soft Drink Syrup							●													●		●						
碳酸飲料 Carbonated Beverages						●	●	●		●												●						
礦泉水 Mineral Water			●		●	●	●	●	●	●																		
果汁 Fruit Juices							●					●										●						
食用油 Cooking and Salad Oils	●				●	●	●	●	●			●		●								●	●					
濃縮糖漿 Concentrated Fructose							●															●						
<b>化學製品 CHEMICALS</b>																												
有機溶劑 Industrial Organic Solvents							●		●	●		●	●				●	●	●									
食用色素 Food Coloring	●	●	●	●	●	●	●					●		●					●	●								
電鍍液 Galvanizing Liquids				●	●					●		●							●									
底片感光液 Photographic Sensitizer				●	●				●											●		●	●					
底片定影液 Photographic Fixer									●	●									●	●			●	●				
底片顯影液 Photographic Developer									●	●									●	●			●	●				
光阻液 Photo Resists																						●						
合成樹脂 Synthetic Resins					●	●	●		●			●		●	●				●	●			●	●				
矽油 Silicone										●		●		●								●	●	●				
塗料 Paints, Varnishes				●	●	●	●	●	●			●		●	●							●	●			●	●	
墨水 Ink					●	●	●	●	●				●	●						●	●		●	●		●	●	
人造纖維膠 Rayon (viscose)					●	●	●	●	●													●	●	●	●	●	●	●
醋酸纖維液 Liquid Cellulose Acetate																							●	●	●	●	●	●
<b>藥品 PHARMACEUTICALS</b>																												
魚肝油 Cod Liver Oil							●					●	●									●						
咳嗽糖漿 Cough Syrups	●						●						●									●						
眼藥水 Eye Drops			●		●	●													●	●								
注射液 Infusions			●		●	●													●	●								
生理食鹽水 Medical Saline			●		●	●													●	●								
液態培養基 Culture Media	●	●		●	●														●	●								
醫藥用油 Oils for Pharmaceuticals	●			●	●	●						●	●	●														
抗生素 Antibiotics			●		●	●													●	●								
血清 Serum			●		●														●									
<b>化妝品 COSMETICS</b>																												
整髮液 Hair Care Products						●								●								●				●	●	●
乳液 Moisturizer				●		●						●								●						●	●	●
化妝水 Toner	●	●	●	●	●							●	●	●					●									
<b>石油製品 PETROLEUM PRODUCTS</b>																												
輕油 Light Oil				●		●						●										●						
重油 Heavy Oil				●		●						●		●						●	●							
煤油 Kerosene							●	●	●			●		●	●							●	●					
潤滑油 Lubricants					●	●	●	●				●			●								●			●		
油壓油 Hydraulic Oil					●	●						●		●	●								●	●	●			
變壓器油 Transformer Oil					●	●	●	●	●			●														●		
蠟 Wax				●											●												●	●

※No.26-3, No.28-3和 No.126-3為液態強度濾紙 (Wet strength)





### 混合纖維過濾膜 Code A: Mixed Cellulose Ester

孔徑 (μm)	直徑 (100張/盒) / Plain White			
	13 mm	25 mm	37mm	47 mm
0.10	A010A013A	A010A025A	A010A037A	A010A047A
0.20	A020A013A	A020A025A	A020A037A	A020A047A
0.30	A030A013A	A030A025A	A030A037A	A030A047A
0.45	A045A013A	A045A025A	A045A037A	A045A047A
0.65	A065A013A	A065A025A	A065A037A	A065A047A
0.80	A080A013A	A080A025A	A080A037A	A080A047A
1.00	A100A013A	A100A025A	A100A037A	A100A047A
3.00	A300A013A	A300A025A	A300A037A	A300A047A
5.00	A500A013A	A500A025A	A500A037A	A500A047A

孔徑 (μm)	直徑 (25張/盒) / Plain White		
	90 mm	142 mm	293 mm
0.10	A010A090C	A010A142C	A010A293C
0.20	A020A090C	A020A142C	A020A293C
0.30	A030A090C	A030A142C	A030A293C
0.45	A045A090C	A045A142C	A045A293C
0.65	A065A090C	A065A142C	A065A293C
0.80	A080A090C	A080A142C	A080A293C
1.00	A100A090C	A100A142C	A100A293C
3.00	A300A090C	A300A142C	A300A293C
5.00	A500A090C	A500A142C	A500A293C

### 醋酸纖維過濾膜 Code C: Cellulose Acetate


孔徑 (μm)	直徑 (100張/盒) / Plain White				直徑 (25張/盒) / Plain White		
	13 mm	25 mm	37mm	47 mm	90 mm	142 mm	293 mm
0.20	C020A013A	C020A025A	C020A037A	C020A047A	C020A090C	C020A142C	C020A293C
0.45	C045A013A	C045A025A	C045A037A	C045A047A	C045A090C	C045A142C	C045A293C
0.80	C080A013A	C080A025A	C080A037A	C080A047A	C080A090C	C080A142C	C080A293C
3.00	C300A013A	C300A025A	C300A037A	C300A047A	C300A090C	C300A142C	C300A293C

### 連續式混合纖維過濾膜 Continuous Band Membrane Filter



- 實驗室大腸桿菌檢測首選：  
連續式濾膜機 + 連續式混合纖維過濾膜
- 微生物分析過濾膜  
Membrane Filter for Microbiology

### 蛋白質/核酸研究用過濾膜 Code S: Pure Nitrocellulose for Blotting and Hybridization



- 容易染色、褪色
- 良好的菌落成長性
- 緩衝溶液等吸水性良好

型式	尺寸(mm)	包裝入數	0.20 μm	0.45 μm
Sheet	220x220	10	-	S045A224D
Sheet	300x300	10	S020A304D	S045A304D
Rolls	330 mm x 3 m	1	-	S045A330R
Discs	82 mm 直徑	25	-	S045A082C

## 純PTFE過濾膜 Code T: Hydrophobic PTFE Membrane

- 多孔透氣性，應用於氣體及強酸鹼溶液，可高溫高壓滅菌，操作溫度: -120 ~ 260°C

孔徑 ( $\mu\text{m}$ )	直徑 (100 張/盒) / Plain White			直徑 (25 張/盒) / Plain White		直徑 (10 張/盒) / Plain White
	13 mm	25 mm	47 mm	90 mm	142 mm	293 mm
0.10	T010A013A	T010A025A	T010A047A	T010A090C	T010A142C	T010A293D
0.20	T020A013A	T020A025A	T020A047A	T020A090C	T020A142C	T020A293D
0.50	T050A013A	T050A025A	T050A047A	T050A090C	T050A142C	T050A293D
0.80	T080A013A	T080A025A	T080A047A	T080A090C	T080A142C	T080A293D
1.00	T100A013A	T100A025A	T100A047A	T100A090C	T100A142C	T100A293D
3.00	T300A013A	T300A025A	T300A047A	T300A090C	T300A142C	T300A293D

## 疏水性PTFE過濾膜 Code J : Hydrophobic PTFE Membrane, Supported

- 多孔透氣性，搭配PP網格支撐，應用於氣體及強酸溶液，可滅菌，操作溫度: -35 ~ 130°C

孔徑 ( $\mu\text{m}$ )	直徑 (100 張/盒) / Plain White			直徑 (25 張/盒) / Plain White		直徑 (10 張/盒) / Plain White
	13 mm	25 mm	47 mm	90 mm	142 mm	293 mm
0.10	J010A013A	J010A025A	J010A047A	J010A090C	J010A142C	J010A293D
0.20	J020A013A	J020A025A	J020A047A	J020A090C	J020A142C	J020A293D
0.50	J050A013A	J050A025A	J050A047A	J050A090C	J050A142C	J050A293D
1.00	J100A013A	J100A025A	J100A047A	J100A090C	J100A142C	J100A293D

## 親水性PTFE過濾膜 Code H : Hydrophilic PTFE Membrane

- 高度耐化學性及強酸鹼，應用於高效液相色譜法，水及有機溶劑混合物，耐熱溫度可達100°C

孔徑 ( $\mu\text{m}$ )	直徑 (100 張/盒) / Plain White			直徑 (25 張/盒) / Plain White		直徑 (10 張/盒) / Plain White
	13 mm	25 mm	47 mm	90 mm	142 mm	293 mm
0.10	H010A013A	H010A025A	H010A047A	H010A090C	H010A142C	H010A293D
0.20	H020A013A	H020A025A	H020A047A	H020A090C	H020A142C	H020A293D
0.50	H050A013A	H050A025A	H050A047A	H050A090C	H050A142C	H050A293D
1.00	H100A013A	H100A025A	H100A047A	H100A090C	H100A142C	H100A293D

## PTFE濾紙 PTFE Filters



- 高溫油及強酸鹼溶劑過濾
- 排氣過濾
- 收集空氣中有害顆粒

尺寸 / 編號	PF100	PF060	PF050	PF040	PF020
	包裝入數				
55 – 90 mm diameter discs	20	20	20	10	10
110 – 150 mm diameter discs	10	10	10	5	5
300 x 300 mm sheets	5	5	5	5	5

編號	質量(g/m <sup>2</sup> )	厚度(mm)	孔隙率(%)	壓力損失 (kPa at 5cm/sec.)	壓力損失 (psi)	收集效率 (%, 0.3 $\mu\text{m}$ DOP)	孔徑( $\mu\text{m}$ )
PF100	500	1.00	77	0.059	0.00856	70	10
PF060	240	0.50	75	0.069	0.01001	75	6
PF050	210	0.36	73	0.26	0.0377	85	5
PF040	500	0.95	75	0.21	0.03045	95	4
PF020	500	0.54	54	1.6	0.232	99.9	2

## 過濾器 Vacuum Filtration



KG-25



KG-47

- 微生物過濾，懸浮液中細菌，沈澱物等等微粒收集與分析

產品	KG-25	KGS-25
編號	17311200	17311300
Support Type	Sintered glass	Stainless steel screen

產品	KG-47	KGS-47
編號	17311400	17311500
Support Type	Sintered glass	Stainless steel screen



KG-90



KGS-90

產品	KG-90	KGS-90
編號	17312100	17312200
Support Type	Sintered glass	Stainless steel screen
備品更換		
1. Funnel, 1,100 mL	19312101	
2. Clamp	19312102	
3. Support screen ( SUS316)	-	19312204
4. Base	19312103	19312203
5. #8A Stopper	19311404	




KP-47S



KSF-47

產品	KP-47S	產品	KSF-47
編號	43301010	編號	17312600
備品更換		備品更換	
1. Rubber cap	44501010	1. Funnel	-
2. Funnel cover	44501001	2. Support screen	19311504
3. Funnel	44501002	3. PTFE gasket	19311505
4. Funnel O-ring	44501008	4. Base	-
5. Support screen	44501004	5. #8A Stopper	19311404
6. Base	44501003		
7. #8B Stopper	19311008		

## 真空過濾器組 Vacuum Manifolds



KMP-3-6

- 抽氣式PVC過濾漏斗架，質輕、耐酸性
- 雙向閥由PTFE活塞與PVC主體組成

型式	編號	L x W x H cm	中心點間距 cm	重量 kg	
KMP-3	3 station	17313400	45.1 x 12 x 17.8	14	1.5
KMP-6	6 station	17313600	87.6 x 12 x 17.8	14	2.5



KM-3-6

- 抽氣式不銹鋼過濾漏斗架，可高溫高壓滅菌
- 易沖洗，用做無菌測試

型式	編號	L x W x H cm	中心點間距 cm	重量 kg	
KM-3	3 station	17313000	45.7 x 12 x 17.8	14	5.0
KM-6	6 station	17313200	72.4 x 12 x 17.8	14	8.0



## 可棄式注射過濾頭 Disposable Syringe Filter Units




### · 少量氣體及液態過濾頭(DISMIC)

直徑 (mm)	孔徑 (µm)	盒入數	未滅菌	已滅菌	濾膜材質
3	0.20	100	03CP020AN	03CP020AS	醋酸纖維 Cellulose Acetate
	0.45	100	03CP045AN	03CP045AS	疏水性 PTFE, Hydrophobic
	0.50	100	03JP050AN	-	
13	0.20	100	13CP020AN	13CP020AS	醋酸纖維 Cellulose Acetate
	0.45	100	13CP045AN	13CP045AS	親水性 PTFE, Hydrophilic
	0.20	100	13HP020AN	-	
	0.45	100	13HP045AN	-	
	0.20	50	13HP020CN	-	親水性(離子層析) PTFE Hydrophilic for Ion Chromatography
	0.45	50	13HP045CN	-	
	0.20	100	13JP020AN	-	疏水性 PTFE, Hydrophobic
	0.50	100	13JP050AN	-	
	0.20	100	13NP020AN	-	尼龍 NYLON
0.45	100	13NP045AN	-		
25	0.20	50	25AS020AN	25AS020AS	混合纖維 MCE
	0.45	50	25AS045AN	25AS045AS	
	0.20	50	25CS020AN	25CS020AS	醋酸纖維 Cellulose Acetate
	0.45	50	25CS045AN	25CS045AS	
	0.80	50	25CS080AN	25CS080AS	
	0.20	100	25HP020AN	-	親水性 PTFE, Hydrophilic
	0.45	100	25HP045AN	-	
	0.20	50	25JP020AN	-	疏水性 PTFE, Hydrophobic
	0.50	50	25JP050AN	-	
	0.20	100	25NP020AN	-	尼龍 NYLON
	0.45	100	25NP045AN	-	
	0.20	50	-	25SS020RS	聚醚磺 PES
0.50	50	-	25SS045RS		

### · 大量氣體及液態過濾頭(LABODISC)

直徑 (mm)	孔徑 (µm)	盒入數	未滅菌	已滅菌	濾膜材質
50	0.20	10	50CP020AN	50CP020AS	醋酸纖維 Cellulose Acetate
	0.45	10	50CP045AN	50CP045AS	
	0.20	10	50JP020AN	-	疏水性 PTFE, Hydrophobic
	0.50	10	50JP050AN	-	

### ◆ 產品編號



## 膠囊式濾心 Capsules



B 1/4" NPTM



D 1/2" NPTM



H 3/8" hose barb



N 1-1/2" sanitary fitting

### PES膠囊濾心(CCS)

- 可過濾純水、高純度化學及藥品、化妝品及組織培養基 · 可移除細菌或是微粒子 · 不建議用於氣體過濾

【應用範圍】適用於生物化學和介質吸附領域的樣品過濾，如食品業、化工業、電子業、醫藥和化妝品、生物技術

### PP聚丙烯膠囊濾心(CCP)

- 高純度水過濾 · 可做為PES or PTFE過濾膜的預過濾 · 優異的耐化學性，可做化學製成過濾 · 不建議用於氣體過濾

【應用範圍】食品業、化工業、電子業、醫藥和化妝品、生物技術

### PTFE膠囊濾心-疏水性(CCF) 及親水性(CCFH)

- 可做連續預過濾或最後段過濾 · 不建議用於氣體過濾

【應用範圍】研究、開發和製造，應用領域如食品業、化工業、電子業

### 玻璃纖維膠囊濾心(CCG)

- 適用於大部分液體(強酸除外) · 可做為PES or PTFE過濾膜的預過濾 · 不建議用於氣體過濾

【應用範圍】海水過濾、水產養殖

## 濾殼 Cartridge Housing



- 提供三種不同材質的濾殼：  
不鏽鋼、聚丙烯(PP)、壓克力(Acrylic)

## 纏繞式PP濾心 Wound-Polypropylene (TCW)

編號	材質	孔徑 (μm)	備註
TCW-□□□N-PP□	聚丙烯 PP(Polypropylene)	0.5~150	↓80°C
TCW-□□□N-PS□		0.5~150	↓80°C
TCW-□□□N-EP	聚酯纖維(人工纖維) Polyester	1.0~75	↓60°C
TCW-□□□N-ES		1.0~75	↓90°C
TCW-□□□-CS□	Cotton Wound棉紗	1.0~150	↓150°C (wet)



### 纏繞式濾心(聚丙烯材質) TCW-PP-PS型

· 優異的耐化學性可用於過濾大部分的有機酸鹼溶劑

【應用範圍】 研究、開發和製造，應用領域如食品業、化工業、電子業



### 纏繞式濾心(棉紗) TCW-CS型

· 可過濾各種有機溶劑中的石油產品，如酒精，

· 可用在廣泛範圍的液體過濾，如飲用水、飲料、糖漿等

· 在濕態下的耐熱溫度高達150°C，可用於過濾高溫液體

【應用範圍】 如食品業、化工業製造

另有以下濾心種類，歡迎洽詢

- Epoxy Cellulose (TC)
- Hydrophobic PTFE Membrane (TCF)
- Hydrophilic PTFE Membrane (TCFH)
- Glass Fiber (TCG)
- Polypropylene (TCP)
- Single Layer Polypropylene (TCP/TCPE)
- Multigrade Polypropylene (TCPD)
- Cellulose Acetate Membrane (TCR)
- Polyethersulfone (PES) Membrane (TCS)
- Polyethersulfone (PES) Membrane for the Electronics Industry (TCS-E)
- Polyethersulfone (PES) Membrane for the Food and Beverage Industries (TCS-G)
- Coated Cellulose Acetate Membrane (TCY)
- Single Layer Coated Cellulose Acetate Membrane (TCYE)



我們有更多其它過濾耗材，歡迎來電洽詢。

# ADVANTEC®



2021-01-A15

台灣代理

**西河科技**

0800-30-40-80

TEL: 02-7709-1700

FAX: 02-2553-2505

公司網址: [www.sifo.com.tw](http://www.sifo.com.tw)

產品網址: [www.advantec.tw](http://www.advantec.tw)

103 台北市大同區  
民權西路104號7樓